



ANDADOR KMINA COMFORT - 2 RUEDAS

El Andador KMINA COMFORT - 2 Ruedas ha sido diseñado para aportar mayor comodidad a personas con dependencia alta.

BENEFICIOS

- Cojín viscoelástico que evita las escaras.
- Funda de cojín lavable e intercambiable.
- Empuñadura acolchada para un apoyo más cómodo.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio y acero negro anodizado. Liger y resistente.
- Manillar con freno por presión, regulable en altura.
- Cojín viscoelástico con funda de tela lavable e intercambiable.
- Conteras traseras para tubos de 22 mm fabricadas en PVC.
- Ruedas delanteras con movilidad en una dirección.

Accesorios disponibles:

Taco Negro (Ref.OrtMulcontE22)

Empuñadura (Ref.OrtBasCempu)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROFUNDIDAD	ANCHURA	ALTURA (8 regulaciones)	DIMENSIÓN PLEGADO
65 cm	54 cm	80 - 91 cm	54x16x97 cm
LARGO COJÍN	ANCHO COJÍN	ALTURA ASIENTO (respecto al suelo)	DIÁMETRO RUEDA
20 cm	40 cm	53 cm	11 cm
CARGA MÁX. ASIENIO	CARGA MÁX. CESTA	PESO MÁX. USUARIO	PESO ANDADOR
100 kg	NA	100 kg	4 kg

Negro



REF: OrtAndKC2

Gris



REF: OrtAndKC2G