



ANDADOR KMINA PRO II

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para personas altas de entre 1,80 y 2,00 metros.
- Cuatro ruedas grandes que lo hacen perfecto para todo tipo de superficies.
- Estructura de aluminio. Ligero y resistente.
- Manillar regulable en altura.
- Sistema de frenos de maneta.
- Asiento con respaldo.
- Cesta diseñada para exteriores con bolsillo y cremallera.
- Palanca de ayuda para elevar las ruedas delantera y sortear obstáculos.
- Fácil de guardar y plegar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROFUNDIDAD	ANCHURA	ALTURA (5 regulaciones)
71,2 cm	64,5 cm	89,5 - 103 cm

LARGO EMPUÑADURA	ALTURA ASIENTO
11,7 cm	62,5 cm
Ø RUEDAS DELANTERAS	Ø RUEDAS TRASERAS
25 cm	20 cm

CARGA MÁX. BOLSA	PESO MÁX. USUARIO
5 kg	136 kg

PESO ANDADOR	DIMENSIÓN PLEGADO
8,485 kg	89,5x71,2x20,6 cm



REF: OrtAndKP2

