



ANDADOR - SILLA DE RUEDAS KMINA COMFORT

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio negro anodizado. Ligero y resistente.
- 2 en 1: Combina andador con asiento y silla de ruedas, por lo que el usuario puede desplazarse de forma autónoma y sentarse o ser empujado.
- Sistema de freno de maneta regulable con bloqueo para estacionamiento
- Cesta de tela con cierre de cremallera y capacidad para 15 kg.
- Sistema de ajuste de altura con 6 regulaciones.
- Cuatro ruedas grandes con movilidad 360°.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROFUNDIDAD | ANCHURA | ALTURA | DIMENSIÓN PLEGADO | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 82 cm | 58 cm | 82,5 - 95 cm | 97 x 58 x 47 cm | | |
| | | | | | |
| LARGO EMPUÑADURA | DISTANCIA EMPUÑADURAS | DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | | |
| 11,5 cm | 47 cm | 20 cm | 20 cm | | |
| RANGO DE AJUSTE DE EMPUÑADURAS | | | | | |
| ALTURA MAX.-MIN. | 95 - 82,5 cm | REGULACIONES | 6 | DISTANCIA REGULACIONES | 2,5 cm |
| MEDIDAS ASIENTO | CARGA MÁX. BOLSA | PESO MÁX. USUARIO | PESO ANDADOR | | |
| 36 x 33,50 x 5 c | 15 Kg | 136 kg | 9,5 kg | | |

REF: OrtAndSilKCom