



CALZADOR / DESCALZADOR KMINA

El Calzador / Descalzador KMINA ha sido diseñado no solo para ayudar al usuario a ponerse el calzado, sino también para descalzarse.

BENEFICIOS

- ♥ Permite calzarse sin necesidad de agacharse.
- ♥ Permite descalzarse sin necesidad de agacharse.
- ♥ Se mantiene de pie.

CARACTERÍSTICAS

- Calzador en parte superior y descalzador en parte inferior.
- Mango largo de 76 cm para evitar agacharse.
- Diseño con punto de gravedad centrado.
- Estructura resistente de aluminio y plástico.
- Disponible en color negro o blanco.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHURA	ALTURA	PROFUNDIDAD	PESO
12,4 cm	76 cm	14,8 cm	172 g

Negro



REF: **OrtCal-DesN**

Blanco



REF: **OrtCal-DesBN**

