



PULSIOXÍMETRO FS20C

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	PULSIOXÍMETRO FS20C
DESCRIPCIÓN	Medidor de la Saturación Arterial de Oxígeno (SpO ₂) y Frecuencia Cardíaca (PR) en tiempo real
DATOS TÉCNICOS	<p>Clasificación</p> <p>Tipo de protección frente a cortocircuitos.....II (equipo de alimentación interna)</p> <p>Grado de protección frente a cortocircuitos.....Tipo BF-Parte aplicada (a prueba de no desfibrilación)</p> <p>Modo de funcionamiento.....Controles puntuales</p> <p>Grado de protección frente a riesgos de explosión.....Equipo habitual: No protegido</p> <p>Tipo de equipo.....Oxímetro para yema del dedo</p> <p>Especificaciones de la medición</p> <p>Precisión declarada de la SpO₂</p> <p>Rango ().....70%-99%± 2 dígitos</p> <p>0%-69%: no especificado</p> <p>Resolución.....1%</p> <p>Periodo de actualización.....1 s</p> <p>Tiempo para promedio.....8 s</p> <p>Precisión declarada de la pulsación</p> <p>Rango ().....25-250:± 3 dígitos</p> <p>Resolución.....1 bpm</p> <p>Periodo de actualización.....1 s</p> <p>Tiempo para promedio.....8 s</p> <p>Requisitos de alimentación</p> <p>Especificación de las pilas.....Dos de 1,5 V (AAA)</p> <p>Voltaje de funcionamiento.....CC 2,3-3V</p> <p>Especificaciones ambientales</p> <p>Temperatura</p> <p>de funcionamiento.....5° a +40°C (+41° a +104° F)</p> <p>Almacenamiento/Transporte:.....-20 a +60°C (-4° a +140° F)</p> <p>Humedad</p> <p>de funcionamiento.....10-95%, sin condensación</p> <p>Almacenamiento/Transporte:.....10-95%, sin condensación</p> <p>Presión atmosférica</p> <p>de funcionamiento.....70-106 kpa</p> <p>Almacenamiento/Transporte:.....50-107,4 kpa</p> <p>Especificaciones físicas</p> <p>Ancho x Alto x Prof.33 x 36 x 58 mm aprox.</p> <p>Peso.....60 g aprox. (con pilas instaladas)</p> <p>Pantalla</p> <p>Tipo de pantalla.....OLED, 0,96", 128 x 64 píxeles</p> <p>Contenido de la pantalla.....% de SpO₂, PR (Pulsaciones), indicador de pila, gráfico de barras sobre pulsaciones, forma de onda de pulsación, indicador de latido</p>
PRESENTACIÓN	<p>- Caja que contiene: Pulsioxímetro, manual de instrucciones, baterías</p> <p>- Color: Azul</p>
PRECAUCIONES	<p>- Lea el manual de instrucciones del pulsioxímetro FS20C antes de utilizarlo</p> <p>- No utilice el aparato si está húmedo o mojado</p>
CONDICIONES ALMACENAJE	Mantenga el entorno operativo libre de polvo, vibraciones, corrosivos o materiales inflamables y extremos de temperatura y humedad
IMPORTADOR	BIOCORP EUROPA S.L. 20140 Andoain, Gipuzkoa. www.biocorp.es