

ANDADOR KMINA

El Andador KMINA ha sido diseñado para personas con una dependencia media-baja que empiezan a necesitar una ayuda para caminar y no quieren perder su autonomía.

BENEFICIOS

- ♥ Mayor movilidad con el manillar de un solo eje.
- ♥ Aumenta la autonomía en interiores y exteriores gracias a la bandeja y la cesta.
- ♥ Incrementa la seguridad con unos frenos más sensibles.
- ♥ Es ligero, ocupa menos espacio y es fácil de plegar.
- ♥ Multiplica la accesibilidad gracias a su diseño más estrecho.

INCONVENIENTES

- ♦ No tiene asiento. No está diseñado para personas con dependencia alta.



ANDADOR KMINA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Nuevo diseño más estético.
- Estructura de aluminio. Ligero y resistente.
- Manillar regulable en alturas.
- Sistema de frenos por cable con presión regulable.
- Bandeja diseñada para interiores.
- Cesta diseñada para exteriores en dos colores: negro y azul.
- Cuatro ruedas y manillar de un solo eje para mayor movilidad.
- Fácil de guardar y plegar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROFUNDIDAD	ANCHURA	ALTURA (5 niveles)	DIMENSIÓN PLEGADO
66 cm	54 cm	83.5-94.5cm	54x26x102 cm
LARGO BANDEJA	ANCHO BANDEJA	ALTURA BANDEJA (respecto al suelo)	TAMAÑO DE RUEDA
29 cm	39 cm	68 cm	17,75 cm
CARGA MÁXIMA BANDEJA	CARGA MÁXIMA CESTA	PESO MÁXIMO USUARIO	PESO ANDADOR
5 kg	5 kg	100 kg	5,5 kg

	REFERENCIA
ANDADOR NEGRO	OrtAndKMN
ANDADOR AZUL	OrtAndKMA