



# BASTÓN KMINA PRO

Los Bastones KMINA PRO tienen un diseño ligero, elegante y funcional que aumenta la autonomía del usuario.

## BENEFICIOS

- ♥ Fabricado en fibra de carbono o aluminio ligero.
- ♥ Empuñadura con acabado superficial soft.
- ♥ Contera ligera y cinta de nylon de calidad.

## BENEFICIOS ADICIONALES BASTÓN PLEGABLE

- ♥ Sistema de plegado robusto y resistente.



### BASTÓN KMINA PRO - PLEGABLE

FIBRA



REF: OrtBasPFP

ALUMINIO



REF: OrtBasPAP

FLORES AZUL



REF: OrtBasPAPFA

FLORES ROJO



REF: OrtBasPAPFR

MADERA



REF: OrtBasPAPPM

### BASTÓN KMINA PRO - EXTENSIBLE

FIBRA



REF: OrtBasPF

ALUMINIO



REF: OrtBasPA

FLORES AZUL



REF: OrtBasPAFA

FLORES ROJO



REF: OrtBasPF

MADERA



REF: OrtBasPAPM

# BASTÓN KMINA PRO

## CARACTERÍSTICAS

- Empuñadura soft con acabado superficial agradable al tacto.
- Cinta de nylon de calidad que permite liberar la mano.
- Estructura ligera y resistente de fibra de carbono o aluminio.
- Bastón regulable en altura.
- Estructura extensible o plegable.

Accesorios disponibles:

Taco Negro (Ref.OrtMulcontE16)

Cinta Nylon (Ref.OrtBasCinN)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### BASTÓN KMINA PRO - PLEGABLE

	MATERIAL	ALTURA	PESO	LONGITUD PLEGADO	ALTURA USUARIO	PESO MÁX. USUARIO
Fibra	FIBRA DE CARBONO	82 - 95 cm	260 gr ± 15 gr	33 cm	155 - 185 cm	100 kg
Aluminio	ALUMINIO	82 - 95 cm	320 gr ± 15 gr	33 cm	155 - 185 cm	100 kg
Flores Azul	ALUMINIO	82 - 95 cm	320 gr ± 15 gr	33 cm	155 - 185 cm	100 kg
Flores Rojo	ALUMINIO	82 - 95 cm	320 gr ± 15 gr	33 cm	155 - 185 cm	100 kg
Madera	ALUMINIO	82 - 95 cm	310 gr ± 15 gr	29 cm	155 - 185 cm	100 kg

### BASTÓN KMINA PRO - EXTENSIBLE

	MATERIAL	ALTURA	PESO	LONGITUD PLEGADO	ALTURA USUARIO	PESO MÁX. USUARIO
Fibra	FIBRA DE CARBONO	73 - 98 cm	240 gr ± 15 gr	NA	140 - 190 cm	100 kg
Aluminio	ALUMINIO	75 - 98 cm	300 gr ± 15 gr	NA	145 - 190 cm	100 kg
Flores Azul	ALUMINIO	75 - 98 cm	300 gr ± 15 gr	NA	145 - 190 cm	100 kg
Flores Rojo	ALUMINIO	75 - 98 cm	300 gr ± 15 gr	NA	145 - 190 cm	100 kg
Madera	ALUMINIO	75 - 98 cm	260 gr ± 15 gr	NA	140 - 190 cm	100 kg