

MULETA AXILAR KMINA

La Muleta Axilar ha sido diseñada para repartir el peso entre la axila y la mano, reduciendo dolores en manos y muñecas.

BENEFICIOS

- Reducción del dolor en manos y muñecas gracias a sus empuñaduras acolchadas
- Evita rozaduras en la zona axilar gracias a su funda de neopreno
- conteras anchas que mejoran la estabilidad y seguridad

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio de color negro
- Empuñadura acolchada de neopreno y pieza interna de silicona incluida
- Funda de neopreno para zona axilar incluida
- Conteras anchas de caucho flexible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TALLA	ALTURA MULETA	
M	115 - 136 cm	
Ø BASE CONTRERA	Ø TUBO CONTRERA	PESO MAX. USUARIO
80 mm	22 mm	136 Kg
REGULACIONES ALTURA		REGULACIONES EMPUÑADURA
9		5

