

SILLA INODORO KMINA

La silla Inodoro ha sido diseñada como una ayuda multifunción de silla inodoro, elevador de WC y silla de baño para ayudar al usuario en sus necesidades del día a día.

BENEFICIOS

- Multifuncionalidad: gracias a su triple uso cruce diversas necesidades del día a día
- Su asiento ajustable le dota de una gran adaptabilidad
- Mayor comodidad gracias a su asiento y sus reposabrazos blandos
- Diseño robusto y resistente


CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio, ligera y resistente hasta usuarios de 180 kg
- Asiento blando de PU regulable en anchura
- Instalación sin herramientas
- Regulable en altura
- Cubo extraíble con tapa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	ALTURA ASIENTO
60 - 70 cm	42 - 52 cm
ANCHURA x PROFUNDIDAD	CAPACIDAD CUBO
52 - 43 cm	5 L
PESO	PESO MÁXIMO USUARIO
4 Kg	180 Kg

Ref. OrtSillnod



Compruebe que la silla Inodoro se ajusta a su ducha o Inodoro:

1. La altura del inodoro, medida B, debe ser inferior a 42 cm para que pueda ser usada como elevador WC
2. En caso de tener una pared lateral, la medida C debe ser mayor a 32 cm, es la distancia entre la mda del inodoro y l apared, así la silla inodoro quedará centrada y perfecta para su uso
3. La medida A correspondiente al ancho de la ducha debe ser mayor a 64 cm para que quepa la silla y puedas usar las asas cómodamente

