

SILLA DE DUCHA

La silla de ducha ha sido diseñada tanto para su función de aseo y ducha como para su función de inodoro, facilitando la higiene diaria de personas con movilidad reducida

BENEFICIOS

- Mejora el traslado a baños y duchas gracias a sus 4 ruedas
- Multifuncionalidad gracias a su función adicional de inodoro: con cubo incorporado o apertura para el uso sobre el inodoro
- Mayor seguridad: bloqueo de las 4 ruedas
- Mayor comodidad gracias al asiento blando

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio
- Asiento de poliuretano (PU) con tapa y apertura para su uso sobre inodoros convencionales
- Cubo extraíble incorporado debajo de la apertura del asiento para su uso como inodoro
- 4 ruedas con movilidad 360° y fácil sistema de bloqueo
- Reposapiés abatible lateralmente, extraíbles y regulables
- Barra de un solo eje para empujar al usuario
- Reposabrazos abatible



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LONGITUD SIN REPOSAPIES	Ø RUEDAS
62 cm	13 cm
ALTURA ASIENTO	MEDIDAS ASIENTO
53 cm	44 x 42 cm
PESO MAX USUARIO	PESO SILLA
120 Kg	11,5 Kg

Compruebe que la silla Inodoro se ajusta a su Inodoro:

1. Compruebe que el ancho del inodoro (medida A) es menor o igual que 37,5 cm
2. Compruebe que la altura del inodoro (medida B) es menor o igual que 43 cm
3. Si su inodoro encaja en estos rangos, podrá instalar la silla de ducha en el inodoro sin problemas

