

Colchón Antiescaras



Colchón Antiescaras con **Compresor regulable**. sistema de presión alterno

REFERENCIA	PVO
OrtColcAntComp	2 unidades: 50 € + 10% IVA

El colchón antiescaras de aire se caracteriza por ser uno de los más silenciosos del mercado, lo que mejora considerablemente el descanso del usuario.

Gracias a su motor de aluminio es más duradero y no necesita de reparaciones continuas, como ocurre con otros motores de plástico.

Evita que la persona que lo utiliza ejerza presión siempre en las mismas zonas del cuerpo, al tiempo que ayuda a mejorar el flujo sanguíneo.

Fabricado en vinilo duradero y no tóxico
Celdas de hinchado alterno
Sujeciones a la cama de aluminio

PRESTACIONES



Termosellado
uniforme

CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN	CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR
Peso Max.: 110 kgs	Tiempo del ciclo: 6 min.
Dimensiones: 200 x 90 cm	Emisión del aire: 6-7 L/min.
Composición: PVC 0,3 mm.	Alimentación: 110-120 / 220-240 V
	Clase de seguridad eléctrica: Clase II

Tubos
flexibles



Tapa motor
en aluminio

FACILIDAD
De regulación de presión
y de fijación en el
lateral de la cama

FABRICADO
En vinilo duradero
y no tóxico


COMPRESOR
De baja temperatura,
bajo nivel de ruido
y vibración



COLCHÓN
Celdas de hinchado alterno



CONTACTO

T. 943 577 614
M. 664 549 376 

Pedidos:
admin@biocorp.es

WWW.BIOCORP.COM

 **BIOCORP**[®]
EUROPA